

EN 1. Probe, 2. Display, 3. Battery Cover, 4. ON/OFF/START Button
RS 1. Sonda, 2. Ekran, 3. Poklopac baterije, 4. Uklj./isklj./START dugme
MNE 1. Sonda, 2. Ecran, 3. Poklopac baterije, 4. Uklj./isklj./START dugme

EN English

Introduction

The Digital Medical Thermometer provides quick, highly accurate reading over the human body temperature range. The quality of the thermometer has been verified and conforms to the provisions of the EC council directive 93/42/EEC(Medical Device Directive) Annex I essential requirements and applied harmonized standards. EN 12470-3: 2000/A1:2009 Clinical thermometers-Part 3: Performance of compact electrical thermometers (non-predictive and predictive) with maximum device.

Attention: Consult the accompanying documents. Please read this manual carefully before use. Please be sure to keep this manual.

Battery Replacement

Place a new 1.5V D.C. button size battery type SR41 or LR41 or equivalent in the chamber with positive side faced up and negative side faced down.

Display on the LCD

M: Last measured temperature.
—: When the — appears on the bottom right corner of the LCD, the battery is exhausted and needs replacement.

Troubleshooting

Error message	Problem	Solution
	The system is not functioning properly	Unload the battery, wait for 1 mins and power it. If the message reappears, contact the retailer for service.
	Temperature taken is higher than 42.9°C (109.9°F)	Take a new temperature via close contact and sufficient rest.
	Temperature taken is lower than 32°C (90.0°F)	Take a new temperature via close contact and sufficient rest.
	Dead battery: Battery icon is flashing, can't be measurable.	Suggest to replace the battery.

Cleaning and Disinfection

- Clean the unit by wiping it with a dry cloth and disinfect the probe with ethyl alcohol.
- Don't let the unit contact any chemical thinner.
- Do not soak the display in water.

Caution

- Do not bend, drop or twist the thermometer. It is not shockproof.
- Do not store the unit under direct sunlight, at a high temperature, in high humidity or dust.
- Do not disassemble. See BATTERY REPLACEMENT to replace battery.
- Avoid strong electromagnetic interference such as microwave ovens and cell phones.
- Keep battery away from children. Harmful if swallowed.
- Battery should not be charged or placed into extreme heat as it may explode.
- Remove battery from the thermometer when not in operation for a long time.
- If the unit is stored in an extreme environment before measurement, please make sure it has been firstly adapted in the room temperature, so that the unit can be measured normally.
- Measurement results are for reference only. Contact your physician if you have or suspect any medical problems. Do not change your medications without the advice of your physician or healthcare professional.
- This device may not meet its performance specification if stored or used outside temperature and humidity ranges specified in specifications.

If this device is used according to the operations instruction, periodic re-calibration is not required. If you still have questions, please send the device to dealers.

Please do not dispose of the product in the household waste at the end of its useful life. Disposal can take place at your local retailer or at appropriate collection points provided in your country.

High, prolonged fever requires medical attention especially for young children. Please contact your physician.

For safe reason, during children's temperature measurement, please keep them from crying, walking, talking and any related dangerous activities.

Usage of the probe cover may result in a 0.1°C(0.2°F) difference from actual temperature.

To clean the probe before and after using the thermometer to ensure an accurate reading and avoid cross contamination approximately, no matter the probe cover has been installed or not.

Do not drink hot or cold fluids, exercise, and smoke or perform other activities prior to a reading. These activities will raise or lower temperature readings when compared to your normal, average temperature.

Please ensure the close contact between the probe and the armpit of the baby or children.

Do not service or maintain device while in use.

Specifications

Measurement Range	32.0°C~42.9°C (90.0°F~109.9°F)
Accuracy	±0.1°C 35.5°C~42.0°C (±0.2°F 95.9°F~107.6°F) at standard room temperature 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F); ±0.2°C under 35.5°C or over 42.0°C (±0.4°F under 95.9°F or over 107.6°F)
Display	Liquid crystal display, 3 1/2 digits
Battery	One 1.5 VDC, button size battery (SR41 or LR41)
Power consumption	0.15 milliwatts in measurement mode
Battery Life	Approx. 1500 times operation or 1 year with 1-2 measurement per day including standby mode.
Alarm:	Approx. 10 seconds sound signal when peak temperature reached
Dimension	12.5cm x 2.1cm x 1.2cm (LxWxH)
Weight	Approx. 12.8 grams including battery
Environmental for using	Temperature: 5~40°C (41°F~104°F), Humidity: 15%~95%RH; 700~1060 hPa
Storage and transportation condition	Temperature: -20~55°C (-4°F~131°F), Humidity: 15%~95%RH; 700~1060 hPa
IP Classification	IP22, Protection against harmful ingress of water and particulate matter
Safety classification	Type BF Applied Part

RS Srpski

Uvod

Digitalni termometar omogućava brzo i visoko precizno mjerjenje telesne temperature. Kvalitet ovog proizvoda je potvrđen i u skladu je sa preporukama direktive EC Saveta 93/42/EEC (Direktiva o medicinskim uređajima), Aneks I osnovni zahtevi i primene utvrđene standardima. EN 12470-3:2000/A1:2009 Klinički termometri – deo 3: Performanse kompaktnih elektronskih termometara (neintuitivnih i intuitivnih) sa maksimalnim učinkom.

Pažnja: Konsultujte prateće dokumente. Molimo Vas da pre upotrebe pažljivo pročitate uputstvo. Sačuvajte ovaj priročnik.

Zamena baterije

Postavite novu 1.5V D.C. dugmasta bateriju tipa SR41 ili LR41 ili ekvivalentnu u komoru sa pozitivnom stranom okrenutom ka gore i negativnom stranom okrenutom na dole.

LCD ekran

M: Poslednja izmjerena vrednost telesne temperature.
—: Kada se — pojavi u donjem desnom ugлу ekrana, baterija je izrošena i neophodna je zamena novom baterijom.

Rešavanje problema

Poruka o grešci	Problem	Rešenje
	Sistem ne funkcioniše ispravno.	Isključite bateriju, pričekajte 1 minut i ponovo je napunite. Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se prodavaču radi servisa.
	Izmjerena temperatura je viša od 42.9°C (109.2°F)	Izvršite ponovo merenje bliskim kontaktom nakon pauze.
	Izmjerena temperatura je niža od 32°C (90.0°F)	Izvršite ponovo merenje bliskim kontaktom nakon pauze.



Prazna baterija: Kada se ikonica baterije pojavi, nije moguće mjeriti.

Predlažemo Vam da zamenite bateriju.

MNE Crnogorski

Uvod

Digitalni termometar omogućava brzo i visoko precizno mjerjenje telesne temperature. Kvalitet ovog proizvoda je potvrđen i u skladu je sa preporukama direktive EC Saveta 93/42/EEC (Direktiva o medicinskim uređajima), Aneks I osnovni zahtevi i primene utvrđene standardima. EN 12470-3:2000/A1:2009 Klinički termometri – deo 3: Performanse kompaktnih elektronskih termometara (neintuitivnih i intuitivnih) sa maksimalnim učinkom.

Pažnja: Konsultujte prateće dokumente. Molimo Vas da prije upotrebe pažljivo pročitate uputstvo. Sačuvajte ovaj priročnik.

Zamena baterije

Postavite novu 1.5V D.C. dugmasta bateriju tipa SR41 ili LR41 ili ekvivalentnu u komoru sa pozitivnom stranom okrenutom ka gore i negativnom stranom okrenutom na dole.

LCD ekran

M: Poslednja izmjerena vrednost telesne temperature.
—: Kada se — pojavi u donjem desnom ugлу ekrana, baterija je izrošena i neophodna je zamena novom baterijom.

Rešavanje problema

Poruka o grešci	Problem	Rešenje
	Sistem ne funkcioniše ispravno.	Isključite bateriju, pričekajte 1 minut i ponovo je napunite. Ako se poruka ponovo pojavi, obratite se prodavaču radi servisa.
	Izmjerena temperatura je viša od 42.9°C (109.2°F)	Izvršite ponovo merenje bliskim kontaktom nakon pauze.
	Izmjerena temperatura je niža od 32°C (90.0°F)	Izvršite ponovo merenje bliskim kontaktom nakon pauze.
	Prazna baterija: Kada se ikonica baterije pojavi, nije moguće mjeriti.	Predlažemo Vam da zamenite bateriju.

• Iz bezbednosnih razloga, prilikom mjerjenja temperature kod djece, spričte njihovo plakanje, hodanje, pričanje ili druge nebezbedne aktivnosti.

• Upotreba navlake sonde može rezultovati razlikom od 0.1°C(0.2°F) od prave vrijednosti temperature.

• Očistite sondu prije i nakon upotrebe termometra, bez obzira da li je tom prilikom korišćena navlaka ili ne.

• Pre samog mjerjenja temperature, izbegavajte aktivnosti poput konzumiranja toplih ili hladnih napitaka, vežbanja ili pušenja. Ove aktivnosti mogu dovesti do pada ili porasta telesne temperature u odnosu na normalnu.

• Osigurajte bliski kontakt sonde i pazuha kod beba i djece.

• Ne servisirajte i ne održavajte uredaj tokom upotrebe.

Specifikacija

Opseg mjerjenja:	32.0°C~42.9°C (90.0°F~109.9°F)
Tačnost:	±0.1°C 35.5°C~42.0°C (±0.2°F 95.9°F~107.6°F) na standardnoj sobnoj temperaturi 18°C~28°C (64.4°F~82.4°F); ±0.2°C ispod 35.5°C ili preko 42.0°C (±0.4°F ispod 95.9°F ili preko 107.6°F)
Ekran:	Ekran s tečnim kristalima (LCD), 3 1/2 cifre
Baterija:	Jedna 1.5 V DC, dugmasta baterija (SR41 ili LR41)
Eskploracija:	0.15 mW u režimu mera
Vek trajanja baterije:	Prosečno 1500 merenja ili 1-2 merenja dnevno u toku jedne godine uključujući standby režim
Dimenzije:	12.5 cm x 2.1 cm x 1.2 cm (LxWxH)
Težina:	Prosečno 12.8 grama uključujući bateriju
Alarm:	Zvučni signal koji u prospektu traje 10 sekundi
Ustrovi upotrebe:	Temperatura: 5.0°C~40.0°C (41.0°F~104.0°F), Vlažnost: 15%~95%RH; 700~1060hPa
Ustrovi skladištenja i transporta:	Temperatura: -20.0°C~55.0°C (-4.0°F~131.0°F), Vlažnost: 15%~95%RH; 700~1060hPa
IP Klasifikacija:	IP22, Zaštita od štetnog prodora vode i praškastih materijala.
Klasifikacija sigurnosti:	Tip BF primjenjeni deo

Electromagnetic Compatibility Information

1. This device needs to be installed and put into service in accordance with the information provided in the user manual.
2. WARNING: Portable RF communications equipment (including peripherals such as antenna cables and external antennas) should not be used closer than 30 cm (12 inches) to any part of the TG380, including cables specified by the manufacturer. Otherwise, degradation of the performance of this device could result. If higher IMMUNITY TEST LEVELS than those specified in Table 9 are used, the minimum separation distance may be lowered. Lower minimum separation distances shall be calculated using the equation specified in 8.10.

Manufacturer's declaration-electromagnetic immunity


The TG380 is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of the TG380 should assure that is used in such and environment.


Immunity test	IEC 60601 test level	Compliance level	Electromagnetic environment-guidance
Conducted RF IEC 61000-4-6	3 Vrms: 0.15 MHz ~ 80 MHz 6 Vrms: inISM and amateur radio bands between 0.15 MHz and 80 MHz 80 % AM at 1 kHz	Not applicable	Portable and mobile RF communications equipment should be used no closer to any part of the TG380 including cables, than the recommended separation distance calculated from the equation applicable to the frequency of the transmitter. Recommended separation distance: $d = 1.2 \sqrt{P}$, $d = 1.2 \sqrt{P} \text{ MHz} / 80 \text{ MHz} \sim 2.7 \text{ GHz}$ Where P is the maximum output power rating of the transmitter in watts (W) according to the transmitter manufacturer and d is the recommended separation distance in metres (m). Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:
Radiated RF IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz ~ 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz	10 V/m 80 MHz ~ 2.7 GHz 80 % AM at 1 kHz	Interference may occur in the vicinity of equipment marked with the following symbol:

NOTE1: At 10 MHz and 800 MHz, the higher frequency range applies.

NOTE2: These guidelines may not apply in all situations. Electromagnetic propagation is affected by absorption and reflection from structures, objects and people.

More information on EMC compliance of the device can be obtained from Rossmax website: www.rossmax.com.





EN 1. Probe, 2. Display, 3. Battery Cover, 4. ON/OFF/START Button

AL 1. Sonda, 2. Ekran, 3. Kapaku i Batterise, 4. Butoni NDZ/FIK/FILLO (ON/OFF/START)

MK 1. Сонда, 2. Дисплей, 3. Капак за батерија, 4. Конче ON/OFF/START

AL Shqip

Prezentim

Termometri Digital ofron lexim të shpejtë, shumë të saktë rreth kufirit të temperaturës trupore. Ciliësa i caktuar është e verifikuar dhe përpunet me kërcesat thelbësore të Shitoçës I të dispozitive të Udhëzuesit 93/42/ECC të Këshillit të KE-së (Udhëzues për Pajisjet Mjekësore) dë standardet e zbatuara të harmonizuara. EN 12470-3: 2000/A1: 2009 Termometri Klinik- Pjesa e 3-të: Performanca e termometrave elektrikë kompakt (jo parashikues) me pajisjen maksimale.

Kujdes: Konsultohuni me dokumentat shqoqësuese. Ju lutemi lexoni më kujdes këtë manual para përdorimit. Ju lutemi sigurohuni ta ruani këtë manual.

Zëvendësimi i Batterisë

Vendosni një bateri të re 1.5V DC. me madhësi butoni e tipit SR41 os ose LR41 ose ekvivalentë, në dhomëzën e vet me polin pozitiv të drejtuar nga sipër dhe polin negativ nga poshtë.

Ekrani në LCD

M: Temperatura e fundit e matur.

Kur LCD shfaqet në cepin e poshtëm gjatësia e LCD, atëherë bateria është e raskapitur dhe ka nevojë për zëvendësim.

Zgjidhja në rastet problematike

Mesazhi "Gabim"	Problemi	Zgjidhja
	Sistemi nuk po funksionon siq duhet.	Shkarkojeni baterinë, prizioni 1 minuta dhe fuziqozeni. Nëse mesazhi rishfaqet, kontaktoni shëtësin për shërbim.
	Temperatura e matur është më e lartë se 42.9°C (109.2°F).	Mateni përsëri temperaturën nëpërmjet kontaktit nga afer dhe pushimit të mjafueshëm.
	Temperatura e matur është më e ulët se 32°C (90.0°F).	Mateni përsëri temperaturën nëpërmjet kontaktit nga afer dhe pushimit të mjafueshëm.
	Bateri i vdekur: Shfaqet ikona e baterisë, nuk mund të matet.	Sugjerohet të vendlodhet bateria.

Pastrimi dhe Dezinfekimi

1. Pastroni njësinë duke e fshirë me një lekë të thatë dhe dezinfektoni sonda me alkool etiklik.
2. Mos lejoni që njësinë të kontaktoj ndonjë hollues kimik.
3. Mos e zhyni ekrinan në ujë.

Kujdes

- Mos e përthyeni, rrëzon e vërtitni termometrin. Nuk është rezistent ndaj tronditjes.
- Mos e ruani njësinë nën rezatimin direkt të dielli, në një temperaturë të lartë, në lagësitë të lartë ose pluhur.
- Mos e çmontoni. Shihni ZËVENDËSIMI I BATERISË për të zëvendësuar baterinë.
- Shëmangni ndërhyrjet e fortë elektromagnetike së janë furrat me mikrovleë dhe telefonat celulare.
- Mbajeni baterinë larg fëmijëve. Është e dëmshme nëse gjellitet.
- Bateria nuk duhet të ngarkohet ose të vendoset në nxehësi ekstreme, pasi mund të shpërtheje.
- Higni baterinë nga termometri kur ai nuk përdoret për një kohë të gjatë.
- Nëse pajisa është e ruajtur në një mijdis me temperaturë ekstreme para matjes, ju lutemi sigurohuni që fillimisht të jetë përshtatë në temperaturën e dhomës, në mënyrë që temperatura e matur të jetë e saktë.

- Rezultatet e matjes janë vetmë përfundim. Kontaktoni mjetin tuaj nëse keni ose dyshoni përfundimisht që ka ndonjë problem mjekësor. Mos e ndryshoni mjetin tuaj pa këshillën e mjequt ose profesionistik të kujdesit shëndetësor.
- Kjo pajisje mund të mos plotësojë specifikimet e saj të performancës nëse ruhet ose përdoret në kushte jashtë kufijve të temperaturës dhe lagështisë të specifikuara të specifikimet.
- Nëse kjo pajisje përdoret sipas udhëzimit të operacionit, nuk kërkohet rivlerësimi periodik. Nëse keni akoma pyjetje, ju lutemi dërgoni pajisjen t'ju tregtarët.
- Ju lutemi mos e hidhni produktin në mbeturinat shtëpiake në fund të jetëgjatësise së tij të dobishme. Flakja mund të bëhet te shëtitës jashtë lokalit ose në pikat e përshtatshme të grumbullimit të ofruara në vendin tuaj.
- Ethen e larta dëgjatjet kërkopjë kujdes mjekësor, veçanërisht përfmijet e vegjël. Ju lutemi kontaktoni mjetin tuaj.
- Përdorimi i kapakut të sondës mund të rezulton në një ndryshim prej 0.1°C (0.2°F) nga temperatura e maturit.
- Pastroni sondin për qëndrim pas përdorimit të termometrit përfundimisht. Nëse kjo pajisje mund të mos plotësojë specifikimet e saj të performancës, kontaktoni mjetin tuaj.
- Përdorimi i kapakut të sondës mund të rezulton në një ndryshim prej 0.1°C (0.2°F) nga temperatura e maturit.
- Pastroni sondin për qëndrim pas përdorimit të termometrit përfundimisht. Nëse kjo pajisje mund të mos plotësojë specifikimet e saj të performancës, kontaktoni mjetin tuaj.
- Përdorimi i kapakut të sondës mund të rezulton në një ndryshim prej 0.1°C (0.2°F) nga temperatura e maturit.
- Pastroni sondin për qëndrim pas përdorimit të termometrit përfundimisht. Nëse kjo pajisje mund të mos plotësojë specifikimet e saj të performancës, kontaktoni mjetin tuaj.

- Kjo pajisje mund të mos plotësojë specifikimet e saj të performancës nëse ruhet ose përdoret në kushte jashtë kufijve të temperaturës dhe lagështisë të specifikuara të specifikimet.
- Nëse kjo pajisje përdoret sipas udhëzimit të operacionit, nuk kërkohet rivlerësimi periodik. Nëse keni akoma pyjetje, ju lutemi dërgoni pajisjen t'ju tregtarët.
- Ju lutemi mos e hidhni produktin në mbeturinat shtëpiake në fund të jetëgjatësise së tij të dobishme. Flakja mund të bëhet te shëtitës jashtë lokalit ose në pikat e përshtatshme të grumbullimit të ofruara në vendin tuaj.
- Ethen e larta dëgjatjet kërkopjë kujdes mjekësor, veçanërisht përfmijet e vegjël. Ju lutemi kontaktoni mjetin tuaj.
- Përdorimi i kapakut të sondës mund të rezulton në një ndryshim prej 0.1°C (0.2°F) nga temperatura e maturit.
- Pastroni sondin për qëndrim pas përdorimit të termometrit përfundimisht. Nëse kjo pajisje mund të mos plotësojë specifikimet e saj të performancës, kontaktoni mjetin tuaj.
- Përdorimi i kapakut të sondës mund të rezulton në një ndryshim prej 0.1°C (0.2°F) nga temperatura e maturit.
- Pastroni sondin për qëndrim pas përdorimit të termometrit përfundimisht. Nëse kjo pajisje mund të mos plotësojë specifikimet e saj të performancës, kontaktoni mjetin tuaj.
- Përdorimi i kapakut të sondës mund të rezulton në një ndryshim prej 0.1°C (0.2°F) nga temperatura e maturit.
- Pastroni sondin për qëndrim pas përdorimit të termometrit përfundimisht. Nëse kjo pajisje mund të mos plotësojë specifikimet e saj të performancës, kontaktoni mjetin tuaj.

LCD Dispaly

M: Postëpështatja e temperaturës.

- Kora është e pojavuar në dësminë e lartë e LCD, baterija është e istroshë.

Rreshqave Problemi

Poraka za greška	Problemi	Rешение
	Системот не работи правилно.	Ослободете ја батеријата, поочекте 1 мин. Ако погледате се појави повторно, контактирајте го трговскиот магазин за услуга.
	Измерената температура е повисока од 42.9°C (109.2°F).	Измерете ја повторно температурата преку близок контакт и доволен одмор.
	Измерената температура е пониска од 32°C (90.0°F).	Измерете ја повторно температурата преку близок контакт и доволен одмор.
	Истрошена батерија:	Се појавува иконата на батеријата, не може да се мери.

Çistje e desinfekcijs

1. Ишchistate ja единицата бришејki ја со суva krpa e desinfekcijsa ja sondata co etik alkohol.
2. Ne dozvoluvate единицата da kontakira со razreduvach na hemiklinii.
3. Ne potopuvate go ekranot vo voda.

Predostrojnosc

- Ovoj uređaj ne je zaštititen od udar. Ne ispuštajte go ili izložujte go na silen udar ovoj uređaj.
- Ne čuvajte jaединицата под директna sončevna svetilina, na visoka temperaturna, so visoka vlažnost ili prashi, na visoka temperaturna, so visoka vlažnost ili prashi,
- Ne ga располigujte. Videte ZAMENA NA BATERIJATATA za da ja zamenite baterijata.
- Izbegnjavajte cino elektromagnethno mesešje, kako што се mikrobronovi pechi i mobilni telefoni.
- Čuvajte ja baterijata podalakud od deci. Shiteten e aco se protolit.
- Baterijata ne treba da se polni ili da se stava vo ekstremna topilina, bidejki može da eksplodira.
- Otstrandete ja baterijata od termometarat koga ne работи долго време.
- Ako jedinica se cuva vo ekstremno okružujuvaje pred merenje, pogrijeke se pravo da se adaptira na sobnata temperaturna, takao sto jedinica može da meri normalno.
- Rezultatite od merenje se samo za referencni. Kontakтирајте го вашот лекар ako имате или се сомнева во какви било медицински проблеми. Не менувайте ги вашите лекови без совет на вашот лекар или на зdravstveni rabotnik.
- Ovoj uređaj može da ne igra ispolni negovite specifikacije za performanski qje cuva ili koristi nadвор od opseg na temperaturna i vlažnost navedeni vo specifikacijate.
- Ako ovoj uređaj se koristi sporod uplastuvata za radot, ne e потребна periodična povtorna kalibracija. Ako se custe imate prasha, ve molim ispravite go uređot da dileri.
- Ve molim, ne go filjate proizvodot vo otpadot od domaćinstvoto na krajot na novotok korisen vek. Otstranduvanje može da se odvinda kaj vashiq lokalen prodavac na malo ili na soodvetnите mesta za sbarisane obesbenini na vashata zemja.
- Visoka, prodoljnja treska bara medicinska pomosh, osobeno za malite deca. Ve molim kontakтираjte go vashiq lekar.
- Od bezobzidni pricini, pri merenje na temperaturnata ka deca, ve molim, pogrijeke se da ne plach, odar, zboruva ili se vkluchi kakvi bilo povrzani opasni aktivnosti.
- Uputebata na kalkakot na sondata može da rezultera vo razlika od 0,1°C (0,2°F) od realnata temperaturna.
- Da se ischisti sondata pred i po utopbra na termometratot ka deca, ve molim, pogrijeke se da ne plach, odar, zboruva ili se vkluchi kakvi bilo povrzani opasni aktivnosti.
- Ne lijezi topili ili ladni tehnici, ne vekjabe i ne pushte ili vrashce drugi aktivnosti pred merenje. Ovие aktivnosti ke gji zolomat i namalat citjanata na temperaturnata vo sporedba so vashata normalna, proschena temperaturna.

Elektronika

EN WARNING: The symbol on this product means that it's an electronic product and following the European directive 2012/19/EU the electronic products have to be disposed on your local recycling centre for safe treatment.

RS UPOZORENJE: Simbol na ovom proizvodu označava da je TG380 elektronski uređaj koji prati Evropsku direktivu 2012/19/EU prema kojoj svaki elektronski uređaj moraju biti posledeni lokalnom centru za reciklazu radi bezbednosti.

MKE UPOROZENJE: Simbol na ovom proizvodu označava da je TG380 elektronski uređaj koji prati Evropsku direktivu 2012/19/EU prema kojoj svaki elektronski uređaj moraju biti posledeni lokalnom centru za reciklazu radi bezbednosti.

AL PARALAJMÉRIM: Simboli mbi kétē produkt do tē thotë se éshëtje përfundimisht. Elektronik e dñe zbatim të Direktivës Evropiane 2012/19/EU, produktet elektronike duhet tē flaken nē qendrē tuaj tē riciklimit pë trajtim tē siguri.

MK PREDUPREDUPRAVJE: Simbol na ovom proizvodu označava da je TG380 elektronski uređaj koji prati Evropsku direktivu 2012/19/EU prema kojoj svaki elektronski uređaj moraju biti posledeni lokalnom centru za reciklazu radi bezbednosti.

EMI i prezime kupca: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

E-mail adresa: _____

Informacije o proizvodu _____

Datum kupovine: _____

Prodajno mesto: _____

MNE Garancija _____

Ovoj uređaj podliže garanciji u roku od 5 godina od datuma kupovine. Baterije i dodaci ne podliže garanciji. Garancija je važeća jedino kada je popunjena i pečatirana od strane proizvođača/distributera, sa potvrđenim datumom kupovine i računom. Otvaramo ili izmjenjujemo uređaj ponista garanciju. Garancijom nisu pokrivene oštećenja ili upotreba koja nije u skladu sa uputstvom. Molimo Vas da kontaktirate svog ličnog prodavca ili www.rossmax.com.

Ime i prezime kupca: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

E-mail adresa: _____

Informacije o proizvodu _____

Data na kupovanje: _____

Vo koja prodavница e kupeno: _____

MK Garancija _____

Ovoj instrument pokrenut me 5 vjet garanci qe nra data e blejer, ku baterij dhe akseroset nuk përfshinen. Garancia éshtë e vlefshme vetm korapjet Karta e Garanci e plotësuar nga tregtar kui konfirmohet data e blejer ose e marijes. Hapja ose modifikimi i instrumentit zhvlerëson garancin. Garanci nuk mbulon démitin, aksidentet ose mos respektimi e manualit të udhëzimeve.

Emri kundit: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

Adresa e elektronska pošta: _____

Informacioni z proizvodom _____

Data na kupovanje: _____

Vo koja prodavница e kupeno: _____

MNE Garancija _____

Ovoj instrument pokrenut me 5 vjet garanci qe nra data e blejer, ku baterij dhe akseroset nuk përfshinen. Garancia éshtë e vlefshme vetm korapjet Karta e Garanci e plotësuar nga tregtar kui konfirmohet data e blejer ose e marijes. Hapja ose modifikimi i instrumentit zhvlerëson garancin. Garanci nuk mbulon démitin, aksidentet ose mos respektimi e manualit të udhëzimeve.

Ime komponent: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

Adresa e inkulator: _____

Informacioni z proizvodom _____

Data na kupovanje: _____

Vo koja prodavница e kupeno: _____

MNE Garancija _____

Ovoj instrument pokrenut me 5 vjet garanci qe nra data e blejer, ku baterij dhe akseroset nuk përfshinen. Garancia éshtë e vlefshme vetm korapjet Karta e Garanci e plotësuar nga tregtar kui konfirmohet data e blejer ose e marijes. Hapja ose modifikimi i instrumentit zhvlerëson garancin. Garanci nuk mbulon démitin, aksidentet ose mos respektimi e manualit të udhëzimeve.

Ime komponent: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

Adresa e inkulator: _____

Informacioni z proizvodom _____

Data na kupovanje: _____

Vo koja prodavница e kupeno: _____

MNE Garancija _____

Ovoj instrument pokrenut me 5 vjet garanci qe nra data e blejer, ku baterij dhe akseroset nuk përfshinen. Garancia éshtë e vlefshme vetm korapjet Karta e Garanci e plotësuar nga tregtar kui konfirmohet data e blejer ose e marijes. Hapja ose modifikimi i instrumentit zhvlerëson garancin. Garanci nuk mbulon démitin, aksidentet ose mos respektimi e manualit të udhëzimeve.

Ime komponent: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

Adresa e inkulator: _____

Informacioni z proizvodom _____

Data na kupovanje: _____

Vo koja prodavница e kupeno: _____

MNE Garancija _____

Ovoj instrument pokrenut me 5 vjet garanci qe nra data e blejer, ku baterij dhe akseroset nuk përfshinen. Garancia éshtë e vlefshme vetm korapjet Karta e Garanci e plotësuar nga tregtar kui konfirmohet data e blejer ose e marijes. Hapja ose modifikimi i instrumentit zhvlerëson garancin. Garanci nuk mbulon démitin, aksidentet ose mos respektimi e manualit të udhëzimeve.

Ime komponent: _____

Adresa: _____

Telefon: _____

Adresa e inkulator: _____

Informacioni z proizvodom _____

Data na kupovanje: _____

Vo koja prodavница e kupeno: _____

MNE Garancija _____

Ovoj instrument pokrenut me 5 vjet garanci qe nra data e blejer, ku baterij dhe akseroset nuk përfshinen. Garancia ésht